



无菌 便捷
兼容 免洗

一机多镜 无缝切换

为重症监护打造的集成化内镜解决方案

同一主机，适配支气管镜与消化内镜。

快速响应，精准介入，为危重患者构建从气道到消化道的全通路生命线。



深圳市先赞科技有限公司
Shenzhen Xzing Technology Co.,Ltd.
深圳市南山区深圳湾科技生态园10A5层
Tel: 0755-86576106

岱川医疗（深圳）有限责任公司
Daichuan Medical (SHENZHEN) Co.,Ltd.
广东省深圳市坪山区生物医药创新产业园
Tel: 0755-89668350

www.endofresh.com/cn

如需更多产品信息和业务咨询，请访问：www.endofresh.com/cn或联系：dcyl@endofresh.com，Endofresh商标、相关产品标识和专利由岱川医疗(深圳)有限公司持有。未经岱川医疗(深圳)有限公司许可，不得以任何方式复制。相关禁忌或注意事项请参阅产品手册，岱川医疗(深圳)有限公司保留所有权利，任何产品信息和规格修改以产品手册为准(本手册仅供内部使用)。


Ver: 20251030






引领重症诊疗新时代

源于消化内镜的成像科技，重新定义支气管镜的视觉标准。前所未有的清晰视野，为精准诊断与治疗建立信心保障。



重症病房专属内镜系统

无需配置吸引泵，开机即用，急速响应，无需等待，抢占生机。



一机多用，无缝切换

主机平台无缝兼容消化内镜与支气管镜，提升设备利用率。




节省空间与成本

优化设备配置，降低综合成本，成为重症监护等科室的理想选择。

多镜种协同，赋能重症诊疗



4.2mm 大钳道
兼容更多器械，高效诊疗一体化



200万 高清像素
广阔高清视野，提升诊疗信心



多镜种适配
全面匹配临床，多样需求覆盖



安全无菌
极致安全，零交叉感染

“一机多用” 解决方案

重症呼吸道管理

适用场景：

困难气道辅助插管、肺不张探查与吸痰、肺部感染病原学取样、气道异物探查取出、咯血原因探查等。

价值：

快速清理气道，保障通气；精准获取标本，指导抗生素使用。

重症消化道管理

适用场景：

不明原因上/下消化道出血、胃食管静脉曲张评估与治疗、鼻空肠管置入、经皮内镜下胃造口术等。

价值：

快速明确出血点，进行止血治疗；精准进行营养支持。

	一次性使用支气管镜	一次性使用胃镜			一次性使用肠镜		
型号	DB-T100M	XZING-W200B	DG-R300M	DG-T300S	XZING-C200B	DC-T300M	DC-T300S
插入部外径	5.0 mm	11 mm	10.8 mm	10.8 mm	14 mm	13 mm	10.8 mm
工作通道	2.2 mm	3.2 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.2 mm	4.2 mm	3.8 mm
视野角	110°	140°			140°		
景深	3-50 mm	3-100 mm			3-100 mm		
弯曲角度	上210° 下210°	上180° 下160° 左160° 右160°	上210° 下160° 左160° 右160°	上210° 下160° 左160° 右160°	上180° 下180° 左160° 右160°	上210° 下180° 左160° 右160°	上210° 下180° 左160° 右160°

指南共识、专家推荐

国际德尔菲共识指出，防止可重复使用内窥镜受到MDRO污染，对于已知MDRO感染患者或已知MDRO携带者，可选择使用一次性内窥镜。

遵循国际德尔菲共识：EndoFresh®一次性使用内窥镜产品采用无菌独立包装，即拆即用，一人一镜，彻底杜绝交叉感染，为MDRO感染/携带者提供安全屏障，守护危重症患者。

引用来源：Repici A, KhalafK, Troncone E, et al. Interational Delphi Consensus Study on disposable single-use endoscopy: A path to clinical adoption[J].Digestive and Liver Disease, 2024, 56(2):322-329.